

Anti-Lyrm1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O43325

Artikelnummer: CM0018186

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes LYRM1, geeignet für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Untersuchung der Rolle von LYRM1 bei der Proliferation und Apoptose von Präadipozyten im Fettgewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LYRM1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	A211C6.1; LYRM1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	57149
GeneID	57149
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-122 des humanen LYRM1 entspricht (NP_065157.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O43325
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Kühlakku