

Anti-Lysozyme (Lyz) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P61626

Artikelnummer: CM0002221



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches Lysozym C (LYZ). Validiert für WB, IF-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Zielt auf bakteriolytisches Enzym in der angeborenen Immunitätsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Lysozyme (LYZ) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LZM; LYZF1; Lysozyme (LYZ)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4069
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Lysozym (LYZ) (P61626) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P61626
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel