

Anti-Lysrs/Kars Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15046

Artikelnummer: CM0017049



Einführung

Kaninchens polyklonaler Antikörper gegen humanes LysRS/KARS (KARS1), geeignet für WB, IF/ICC, ELISA in humanen, murinen und rattigen Proben. LysRS katalysiert die tRNA-Aminoacylierung und wirkt als Signalmolekül. Validiert für die Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LysRS/KARS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KRS; KARS; KARS2; LEPID; CMTRIB; DEAPLE; DFN89; LysRS/KARS
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3735
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 298-597 von humanem LysRS/LysRS/KARS (NP_005539.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15046
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel