

Anti-Lysrs/Kars Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q15046

Artikelnummer: CM0009758



Einführung

Anti-LysRS/KARS Kaninchen monoklonaler Antikörper zum Nachweis von Lysyl-tRNA-Synthetase in Proben von Mensch, Maus und Ratte mittels WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Ideal für IVD-Rohstoffe und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LysRS/KARS Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	KRS; KARS; KARS2; LEPID; CMTRIB; DEAPLE; DFN889; LysRS/KARS
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3735
GenID	3735
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15046
Proteinmasse	68 kDa
Versand	Eisbeutel