


Anti-Lyve1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y5Y7

Artikelnummer: CM0008738



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes LYVE1 (Lymphgefäßendothel-Hyaluronsäurerezeptor 1). Für WB und ELISA validiert; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der Biologie lymphatischer Endothelzellen und des Hyaluronantransports.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Wert
Produktname	LYVE1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	HAR; XLKD1; LYVE-1; CRSBP-1; LYVE1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10894
Gen-ID	10894
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5Y7
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Kühlakku