

Anti-Lyve1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8Bhc0

Artikelnummer: CM0005050



Einführung

Maus-LYVE1-spezifischer Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Erkennt Maus- und Ratten-LYVE1 (34 kDa), einen lymphatischen Gefäßendothel-Hyaluronsäurerezeptor, der am HA-Transport und der Zelladhäsion beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LYVE1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Xlkd1; Lyve-1; Crsbbp-1; 1200012G08Rik; Lyve1
Spezies	Maus
GeneID (human)	10894
GeneID	114332
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-228 von Maus Lyve1 enthält. (NP_444477.2).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8BHC0
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel