

Anti-Lyve1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Bhc0

Artikelnummer: CM0018907



Einführung

Lyve1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper ist ein Kaninchen-pAb, der gegen Maus-Lyve1 (aa 30-228) hergestellt wurde, für Western Blot und ELISA validiert ist und mit Maus und Ratte kreuzreagiert. Ideal für die Untersuchung der Funktion des lymphatischen endothelialen Hyaluronan-Rezeptors 1 und des Hyaluronan-Transports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Lyve1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Xlkd1; Lyve-1; Crsbp-1; 1200012G08Rik; Lyve1
Spezies	Maus
GenID	114332
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-228 von Maus-Lyve1 (NP_444477.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8BHC0
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eistasche