


Anti-Lyve1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y5Y7

Artikelnummer: CM0025601



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der LYVE1 (Lymphgefäß-Endothel-Hyaluronsäurerezeptor 1) für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen erkennt. Reagiert mit humanen und murinen Proben, ideal für die Erforschung von Lymphgefäßen und Hyaluronan.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	LYVE1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HAR; XLKD1; LYVE-1; CRSBP-1; LYVE1
Spezies	Human
GeneID (Human)	10894
GeneID	10894
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-238 des humanen LYVE1 (NP_006682.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9Y5Y7
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eistasche