

## Anti-LyZL6 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 075951

Artikelnummer: CM0016900

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LYZL6, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Geeignet für Fruchtbarkeits- und antimikrobielle Forschung, detektiert ein ~17 kDa Protein in Hoden- und Spermienproben.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | LYZL6 Kaninchen pAb                                                                                                    |
| Bemerkungen/Alias | LYC1; LYZB; UNQ754; PRO1485; TKAL754; HEL-S-6a; LYZL6                                                                  |
| Spezies           | Human                                                                                                                  |
| Gen-ID (Human)    | 57151                                                                                                                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 20-148 von humanem LYZL6 (NP_065159.1) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                              |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                 |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                  |
| SWISS             | 075951                                                                                                                 |
| Proteingewicht    | 17kDa                                                                                                                  |
| Versand           | Eistasche                                                                                                              |