

Anti-Lztr1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N653

Artikelnummer: CM0024950



Einführung

LZTR1 polyklonaler Kaninchenantikörper validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-LZTR1, ein substratspezifisches Adapterprotein des BCR-E3-Ubiquitin-Ligasekomplexes, der die Ras-MAPK-Signalgebung reguliert. Ideal für die Forschung zu Onkologie und neurologischen Entwicklungsstörungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LZTR1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	NS2; NS10; BTBD29; LZTR-1; SWNTS2; LZTR1
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	8216
GenID	8216
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 300-545 von menschlichem LZTR1 (NP_006758.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N653
Proteingewicht	95 kDa
Versand	Eispackung