

Anti-Lzts2 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Brk4

Artikelnummer: CM0014863

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes LZTS2 (LAPSER1), ein negativer Regulator der Mikrotubulus-Spaltung und des Wnt-Signalwegs. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Zellzyklus und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LZTS2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	LAPSER1; LZTS2
Spezies	Mensch
GeneID	84445
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 470-669 des humanen LZTS2 (NP_115805.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BRK4
Proteingewicht	73 kDa
Versand	Eispackung