


Anti-M6Pr Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P20645

Artikelnummer: CM0021125



Einführung

CamelBio bietet einen Anti-M6PR polyklonalen Antikörper an, der für WB, IHC-P und ELISA validiert wurde und eine Kreuzreaktivität mit Human, Maus und Ratte aufweist. Ideal für die Untersuchung des Transports von lysosomalen Enzymen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] M6PR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SMPR; MPR46; CD-MPR; MPR 46; MPR-46; CD-M6PR; PR
Spezies	Mensch
GenID	4074
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20645
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel