


Anti-MacroH2A.1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75367

Artikelnummer: CM0008132



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen macroH2A.1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges macroH2A.1, ein Varianten-Histon, das an der transkriptionellen Repression und dem NAD⁺-Stoffwechsel beteiligt ist. Ideal für Chromatin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	macroH2A.1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	H2A.y; H2A/y; H2AFY; mH2A1; H2AF12M; MACROH2A1.1; macroH2A1.2; macroH2A.1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9555
GenID	9555
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von menschlichem macroH2A.1 (O75367) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75367
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel