


Anti-MacroH2A.1 Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 075367

Artikelnummer: CM0021307



Einführung

Kaninchen-polklonale Antikörper gegen macroH2A.1 (H2AFY), eine Histonvariante, die an Transkriptionsrepression, X-Inaktivierung und NAD⁺-Stoffwechsel beteiligt ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] macroH2A.1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	H2A.y; H2A/y; H2AFY; mH2A1; H2AF12M; MACROH2A1.1; macroH2A1.2; .1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9555
Gen-ID	9555
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 123-372 von menschlichem macroH2A.1 (NP_613258.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	075367
Proteinmasse	39 kDa
Versand	Eisbeutel