


Anti-MacroH2A.1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O75367

Artikelnummer: CM0021345



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches macroH2A.1 (H2AFY) gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Erkennt menschliche und Ratten-Isoformen; Kernhiston-Variante, die an der Transkriptionsrepression und Chromatin-Remodelling beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	macroH2A.1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	H2A.y; H2A/y; H2AFY; mH2A1; H2AF12M; MACROH2A1.1; macroH2A1.2; macroH2A.1
Spezies	Mensch
GenID	9555
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von menschlichem macroH2A.1 (NP_613258.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O75367
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel