


Anti-Mad1L1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y6D9

Artikelnummer: CM0020113



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MAD1L1 für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Ratte. Geeignet für Forschung zum Spindel-Assemblierungs-Checkpoint, Chromosomensegregation und mitotischen Checkpoint-Signaling.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAD1L1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MAD1; MVA7; PIG9; TP53I9; TXBP181; MAD1L1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	8379
GeneID	8379
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem MAD1L1 entspricht (NP_003541.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q9Y6D9
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel