


Anti-Mad1/Mad1L1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y6D9

Artikelnummer: CM0010956



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes MAD1/MAD1L1 (MAD1, TXBP181), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt sowohl humanes als auch murines MAD1; ideal für die Erforschung des Spindel-Checkpoints und der Mitose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAD1/MAD1L1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	MAD1; MVA7; PIG9; TP53I9; TXBP181; MAD1/MAD1L1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8379
GeneID	8379
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y6D9
Proteinmolekulargewicht	83 kDa
Versand	Kühlakku