


Anti-Mad2B/Mad2L2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ui95

Artikelnummer: CM0013781



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MAD2B/MAD2L2 (REV7), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Untersuchungen zur DNA-Schadensantwort und zum Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAD2B/MAD2L2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	REV7; FANCV; MAD2B; POLZ2; MAD2B/MAD2L2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10459
GeneID	10459
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Ui95
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Kühlbeutel