


Anti-Mad2B/Mad2L2 Poliklonaler Antikörper Für Wb - Q9Ui95

Artikelnummer: CM0026857



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen MAD2B/MAD2L2 (REV7), validiert für WB und ELISA bei Mensch und Maus. Dieses Protein des mitotischen Spindelkontrollpunkts ist an der DNA-Reparatur und Translesionssynthese beteiligt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAD2B/MAD2L2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	REV7; FANCV; MAD2B; POLZ2; MAD2B/MAD2L2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10459
GenID	10459
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-211 von humanem MAD2B/MAD2L2 enthält (NP_006332.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UI95
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Eispackung