


Anti-Mad2L1Bp Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15013

Artikelnummer: CM0002860



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes MAD2L1BP (p31(comet)), validiert für IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Human und Maus. Geeignet für Forschungen zum Spindelkontrollpunkt und zum Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAD2L1BP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	CMT2; MAD2L1BP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9587
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q15013
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel