

Anti-Mad2/Mad2L1 Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13257

Artikelnummer: CM0019242



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes MAD2/MAD2L1 gerichtet ist, ein kritisches Protein mitotischer Kontrollpunkte. Validiert in IHC-P, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Geeignet für Zellzyklus- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAD2/MAD2L1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MAD2; HSMAD2; MAD2/MAD2L1
Spezies	Human
GenID (Human)	4085
GenID	4085
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-205 von humanem MAD2/MAD2/MAD2L1 (NP_002349.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13257
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel