

Anti-Mad2/Mad2L1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13257

Artikelnummer: CM0003058



Einführung

Anti-MAD2/MAD2L1 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen. Entwickelt zum Nachweis von humanem MAD2A, einem kritischen Spindel-Assembly-Checkpoint-Protein. Geeignet für Zellzyklus- und Mitose-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAD2/MAD2L1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MAD2; HSMAD2; MAD2/MAD2L1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4085
Gen-ID	4085
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 70-150 von humanem MAD2/MAD2L1 (Q13257) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13257
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel