

Anti-Mad2/Mad2L1 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - Q13257

Artikelnummer: CM0023365



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes MAD2/MAD2L1, ein Protein des mitotischen Spindel-Checkpoints. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Zellzyklus- und Mitoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAD2/MAD2L1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	MAD2; HSMAD2; MAD2/MAD2L1
Spezies	Human
GeneID (Human)	4085
GeneID	4085
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-205 des humanen MAD2/MAD2L1 (NP_002349.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13257
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Eisbeutel