

Anti-Mad3/Mxd3 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bw11

Artikelnummer: CM0002718

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes MAD3/MXD3, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt einen 23 kDa großen Transkriptionsrepressor, der die MYC-Aktivität antagonisiert, geeignet für Krebs- und Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAD3/MXD3 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	MYX; MAD3; BHLHC13; MAD3/MXD3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	83463
GeneID	83463
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 100-190 des humanen MAD3/MXD3 (Q9BW11) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BW11
Proteinmasse	23 kDa
Versand	Eisbeutel