

Polyklonaler Anti-Madcam-1-Antikörper Für Wb, Elisa - Q61826

Artikelnummer: CM0020470

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen murines MAdCAM-1, validiert für Western Blot und ELISA. Zielstruktur ist das mukosale Addressin-Zelladhäsionsmolekül 1, ein wichtiger Regulator der Lymphozytenhoming zu mukosalen Geweben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAdCAM-1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MAdCAM-1
Art	Maus
GeneID	17123
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q61826
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Kühlakku