

Anti-Maf1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H063

Artikelnummer: CM0015668



Einführung

Hochwertiger Anti-MAF1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Zielt auf menschliches und murines MAF1, einen Repressor der RNA-Polymerase-III-Transkription. Vorhergesagtes Molekulargewicht 29 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MAF1; MAF1-Homolog
Spezies	Mensch
Gen-ID	84232
Immunogen	Rekombinantes Protein, das den Aminosäuren 1-256 von menschlichem MAF1 entspricht (NP_115648.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9H063
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel