


Anti-Mafa Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Nhw3

Artikelnummer: CM0022342



Einführung

Anti-MAFA polyklonaler Kaninchenantikörper, validiert für WB, ELISA; reagiert kreuzreagierend mit Maus. Zielt auf den Transkriptionsfaktor MafA (37 kDa), der an der Insulingenexpression beteiligt ist. Geeignet für Diabetesforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAFA Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	INSDM; hMafA; RIPE3b1; MAFA
Spezies	Mensch
GeneID (menschlich)	389692
GeneID	389692
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 269-353 des menschlichen MAFA (NP_963883.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8NHW3
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel