

Anti-Mag Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P20916

Artikelnummer: CM0010473

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen Myelin-assoziiertes Glykoprotein (MAG/Siglec-4a) gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Neurowissenschaften und Myelinisierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAG Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GMA; S-MAG; SPG75; SIGLEC4A; SIGLEC-4A; MAG
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4099
GenID	4099
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem MAG (P20916) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20916
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel