

Anti-Mag Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If-F, Ip, Elisa - P20916

Artikelnummer: CM0006245

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches MAG (Myelin-assoziiertes Glykoprotein). Validiert für WB, IHC-P, IF-F, IP, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung in der Neurobiologie und Myelinisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAG Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	GMA; S-MAG; SPG75; SIGLEC4A; SIGLEC-4A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4099
Gen-ID	4099
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-F, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20916
Proteingewicht	69 kDa
Versand	Eisbeutel