

Anti-Mag (Myelin-Assoziiertes Glykoprotein) Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P20916

Artikelnummer: CM0025248

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MAG (Myelin-assoziiertes Glykoprotein, Siglec-4a). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Neurowissenschaften und Myelinisierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAG Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GMA; S-MAG; SPG75; SIGLEC4A; SIGLEC-4A; MAG
Spezies	Human
GeneID (Human)	4099
GeneID	4099
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-220 von humanem MAG (P20916) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P20916
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel