


Anti-Mage-1/Mage1A Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P43355

Artikelnummer: CM0003661



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper spezifisch für MAGE-1/MAGE1A, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes und murines MAGE-1, ein Krebs/Hoden-Antigen, das an der Transkriptionsregulation und Tumormunität beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAGE-1/MAGE1A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CT1.1; MAGE1; MAGE-1/MAGE1A
Spezies	Human
GeneID (Human)	4100
GeneID	4100
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-309 von humanem MAGE-1/MAGE1A (P43355) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P43355
Protein-Gewicht	34kDa
Versand	Eistasche