


Anti-Mage-1/Mage1A Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb - P43355

Artikelnummer: CM0030314



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes MAGE-1/MAGE1A (MAGEA1) für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt ein Krebs/Testis-Antigen, das in Melanomen, Lungen- und Brustkarzinomen exprimiert wird, aber nicht in normalen Geweben außer dem Hoden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAGE-1/MAGE1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CT1.1; MAGE1; MAGE-1/MAGE1A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4100
Gen-ID	4100
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-309 des humanen MAGE-1/MAGE1A (NP_004979.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P43355
Proteinmasse	34 kDa
Versand	Eisbeutel