


Anti-Magea11 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P43364

Artikelnummer: CM0015779



Einführung

MAGEA11 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB, ELISA. Erkennt humanes MAGEA11 (Melanom-assoziiertes Antigen 11), einen Androgenrezeptor-Coregulator, der in Krebsgeweben und normalen Geweben exprimiert wird.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAGEA11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CT1.11, MAGE11, MAGE-11, MAGEA-11, MAGEA11
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4110
Gen-ID	4110
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-110 von humanem MAGEA11 (NP_005357.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P43364
Protein-Gewicht	48kDa
Versand	Kühltasche