


Anti-Magea4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P43358

Artikelnummer: CM0016277



Einführung

MAGEA4 Kaninchen pAb (P43358) für WB & ELISA, kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Erkennt 35 kDa Melanom-assoziiertes Antigen 4. Für Krebsforschung und Zellzyklusstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAGEA4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CT1.4; MAGE4; MAGE4A; MAGE4B; MAGE-41; MAGE-X2; MAGEA4
Spezies	Mensch
GeneID (human)	4103
GeneID	4103
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 28-317 von humanem MAGEA4 (NP_002353.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P43358
Protein-Gewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel