

Anti-Maged1/Nrage Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y5V3

Artikelnummer: CM0006697

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes MAGED1/NRAGE (Q9Y5V3) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA; reagiert mit humanem MAGED1/NRAGE. Ideal für Apoptose-, Zirkadianer Rhythmus- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAGED1/NRAGE Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NRAGE; DLXIN-1; MAGED1/NRAGE
Spezies	Human
GenID (Human)	9500
GenID	9500
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 640-778 von humanem MAGED1/NRAGE entspricht. (NP_008917.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9Y5V3
Proteingewicht	86 kDa
Versand	Eisbeutel