

Anti-Maged1/Nrage-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5V3

Artikelnummer: CM0015269

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen MAGED1/NRAGE, validiert für WB, IHC-P und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Forschungsstudien zu Apoptose und zirkadianem Rhythmus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAGED1/NRAGE-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NRAGE; DLXIN-1; MAGED1/NRAGE
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9500
Gen-ID	9500
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 635-834 des humanen MAGED1/NRAGE (NP_001005333.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5V3
Proteingewicht	86 kDa
Versand	Kühlakku