

Anti-Mageh1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H213

Artikelnummer: CM0023758

Einführung

MAGEH1 Rabbit pAb zielt auf das Melanom-assoziierte Antigen H1 (APR-1, MAGE-H1, Restin) ab, ein Tumorantigen und Phosphoprotein. Geeignet für WB und ELISA, mit Maus-Kreuzreaktivität. Ideal für Apoptose- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAGEH1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	APR1; APR-1; MAGEH; MAGEH1
Spezies	Mensch
GeneID	28986
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 10-90 von humanem MAGEH1 (NP_054780.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9H213
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel