


Anti-Magohb Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96A72

Artikelnummer: CM0022907



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MAGOHB für Western Blot und ELISA. Validiert für Mensch und Ratte, unterstützt dieser Antikörper die Forschung zum Spleißosom und zur nonsense-vermittelten Decay.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAGOHB Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	MGN2; mago; magoh; MAGOHB
Art	Mensch
GenID (Mensch)	55110
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-148 des humanen MAGOHB (NP_060518.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q96A72
Proteinmasse	17 kDa
Versand	Eisbeutel