

Anti-Magp-2/Mfap5 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13361

Artikelnummer: CM0005664

Einführung

Hochwertiger kaninchemonoklonaler Antikörper gegen humanes MAGP-2/MFAP5, validiert für WB und ELISA. Ideal für die Erforschung der extrazellulären Matrixbiologie, Hämatopoese und kardiovaskulären Forschung. Rekombinantes Immunogen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAGP-2/MFAP5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AAT9; MP25; MAGP2; MAGP-2; MFAP-5; MAGP-2/MFAP5
Spezies	Human
GeneID (Human)	8076
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem MAGP-2/MFAP5.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q13361
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel