

Anti-Magt1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H0U3

Artikelnummer: CM0028427



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MAGT1 (IAP, MagT1), validiert für WB und ELISA. Accessorische Untereinheit des OST-Komplexes, beteiligt an N-Glykosylierung und Magnesiumtransport. Ideal für die Forschung zu Glykosylierungsstörungen und Immundefizienzen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAGT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliae	IAP, XMEN, MRX95, OST3B, CDG1CC, PRO0756, SLC58A1, bA217H1.1, MAGT1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84061
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 60-220 des humanen MAGT1 (NP_115497.4) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9H0U3
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel