

Monoklonaler Antikörper Gegen Major Vault Protein (Lrp/Mvp) Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14764

Artikelnummer: CM0006139



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen das humane Major Vault Protein (MVP/LRP), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Multidrug-Resistenz und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LRP/MVP-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	LRP; VAULT1; LRP/MVP
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	9961
GeneID	9961
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-370 des humanen LRP/MVP (NP_034146.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14764
Proteingewicht	99 kDa
Versand	Kühlakku