

Anti-Mak Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P20794

Artikelnummer: CM0019913

Einführung

Hochwertiger, kaninchenstämmiger polyklonaler Antikörper gegen humanes MAK (RP62). Validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Zilienbiologie, Spermatogenese und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAK Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RP62; MAK
Spezies	Human
GeneID (Human)	4117
GeneID	4117
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 370-435 von humanem MAK (NP_005897.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P20794
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel