


Anti-Mak16-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bxy0

Artikelnummer: CM0021414



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das humane MAK16-Homolog (RBM13, NNP78), validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Das 35-kDa-Nukleolarprotein deutet auf eine Beteiligung an der Ribosomenbiogenese hin.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAK16-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RBM13; MAK16L; MAK16
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	84549
GeneID	84549
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 30-120 des humanen MAK16 (NP_115898.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BXY0
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Kühlpack