


Anti-Malt1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Udy8

Artikelnummer: CM0023844



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches MALT1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der NF-kappa-B-Signalgebung und der Immunzellfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MALT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	MLT; MLT1; IMD12; PCASP1; MALT1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	10892
GenID	10892
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 125-450 des menschlichen MALT1 (NP_776216.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UDY8
Proteingewicht	92 kDa
Versand	Eisbeutel