

Anti-Maml1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92585

Artikelnummer: CM0023369



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes MAML1 gerichtet ist, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Mastermind-like Protein 1 ist ein transkriptioneller Koaktivator im Notch-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAML1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Mam1; Mam-1; MAML1
Spezies	Human
GeneID (Human)	9794
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 von humanem MAML1 (NP_055572.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q92585
Protein-Gewicht	108 kDa
Versand	Eisbeutel