

Anti-Maml2 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Izl2

Artikelnummer: CM0024261

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches MAML2, ein transkriptioneller Koaktivator der Notch-Signalkaskade. Anwendbar für Western Blot, Immunfluoreszenz/ICC und ELISA. Erkennt MAML2 aus Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Notch-Signalübertragung und Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	MAML2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	MAM2; MAM3; MAM-3; MLL-MAML2; MAML2
Spezies	Mensch
GenID	84441 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Peptid aus dem Bereich der Aminosäuren 750-850 von menschlichem MAML2 (NP_115803.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IZL2
Proteinmasse	125 kDa
Versand	Eisbeutel