

Anti-Man2A1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16706

Artikelnummer: CM0014908

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen MAN2A1, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human-, Maus- und Rattenproben. Geeignet für die Erforschung der N-Glykan-Biosynthese und Golgi-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAN2A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MANA2; MANII; GOLIM7; AMan II; MAN2A1
Spezies	Human
GeneID (Human)	4124
GeneID	4124
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 865-1144 von humanem MAN2A1 (NP_002363.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16706
Protein-Gewicht	131kDa
Versand	Eisbeutel