

Anti-Man2A2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P49641

Artikelnummer: CM0019610

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die humane Alpha-Mannosidase 2x (MAN2A2). Validiert für Anwendungen in Western Blot und ELISA. Geeignet zur Untersuchung der N-Glykanverarbeitung und Golgi-assoziiierter Glykosylierungswege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAN2A2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MANA2X; MAN2A2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4122
GeneID	4122
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 der humanen MAN2A2 (NP_006113.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P49641
Proteingewicht	131 kDa
Versand	Kühlakku