

Anti-Man2B1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 000754

Artikelnummer: CM0028034

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches MAN2B1, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für die Untersuchung der Funktion der lysosomalen Alpha-Mannosidase bei dem Glykoproteinabbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MAN2B1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MANB; LAMAN; MAN2B1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4125
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 640-850 des menschlichen MAN2B1 (NP_000519.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	000754
Proteingewicht	114 kDa
Versand	Eisbeutel