

Anti-Manba Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O00462

Artikelnummer: CM0021430

Einführung

MANBA Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (pAb), validiert für WB, IHC-P, ELISA in humanen und murinen Proben. Rekombinantes Immunogen. Ideal für die Erforschung der Beta-Mannosidase in der Lysosomenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MANBA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MANB1; MANBA
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	4126
GeneID	4126
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 18-300 des humanen MANBA (NP_005899.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O00462
Protein-Gewicht	101kDa
Versand	Eistasche